

### DETERGENTE PER PORTAIM- PRONTE E STRUMENTARIO

**Concentrato liquido per la pulizia nell'ambito del corretto ricondizionamento di dispositivi medici**



Italiano

- **Pulizia profonda**
- **Non danneggia i materiali**
- **Ideale per l'utilizzo in bagno a ultrasuoni**

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

CyberTech Tray and instrument cleaner concentrate è un concentrato liquido per la pulizia nell'ambito del corretto ricondizionamento di dispositivi medici come portaimpronte, accessori e strumentario dentale. Grazie alla composizione leggermente alcalina, la formula innovativa garantisce una buona efficacia detergente senza danneggiare i materiali. CyberTech Tray and instrument cleaner concentrate è adatto per la pulizia di tutti i metalli resistenti alla corrosione e ai materiali più sensibili come l'alluminio anodizzato. CyberTech Tray and instrument cleaner concentrate è ideale per l'utilizzo in bagno a ultrasuoni.

#### SETTORI D'IMPIEGO:

Concentrato liquido per la pulizia di porta impronte, accessori e strumentario dentale.

#### CONCENTRAZIONI:

	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
1 L*	50 ml	60 ml	70 ml	80 ml	90 ml	100 ml
2 L*	100 ml	120 ml	140 ml	160 ml	180 ml	200 ml
4 L*	200 ml	240 ml	280 ml	320 ml	360 ml	400 ml
8 L*	400 ml	480 ml	560 ml	640 ml	720 ml	800 ml
10 L*	500 ml	600 ml	700 ml	800 ml	900 ml	1000 ml

#### IMPIEGO:

Utilizzo nel metodo a immersione: Procedere a una pulizia preliminare grossolana dei portaimpronte e degli strumentari sporchi e immergerli in una soluzione di lavoro al 5-10% (da 50 a 100 ml di concentrato detergente per 1 litro di soluzione di lavoro) in base al grado di sporco. Per garantire una gestione semplice e una deterzione ottimale lasciare agire la soluzione per tutta la notte. Infine eliminare accuratamente dai portaimpronte e dagli strumentari le particelle di sporco rimanenti o non completamente disciolte con acqua e una spazzola adatta. Procedere al ricondizionamento degli strumenti dopo una pulizia profonda.

Utilizzo nel bagno a ultrasuoni Pulire in un bagno a ultrasuoni i portaimpronte e gli strumenti per 15 – 30 min. (in base al grado di sporco) in una soluzione di lavoro al 10% (100 ml di concentrato detergente per 1 litro di soluzione di lavoro). In caso di sporco particolarmente ostinato ripetere la procedura. Infine risciacquare a fondo e ricondizionare.

#### COMPOSIZIONE:

Tensioattivi anionici 5 - 15 %.

#### AVVERTENZA SPECIALE:

Acido glicolico. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

#### INSERIMENTI IN ELENCHI / STATO DEL PRODOTTO:

Conforme alla Direttiva UE 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

#### FORMATI

Itemnumber	Packaging
9882809	Flacone dosatore da 1L

Usare cautela quando si utilizzano prodotti per la disinfezione. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'utilizzo.

