



POLTRONA A-DEC 311



### Poltrona A-dec 311

Disponibile nella versione:

- › Poggiatesta integrato con supporto cervicale scorrevole regolabile dal paziente (a destra)

Oppure:

- › Poggiatesta estraibile con doppia articolazione (a sinistra)

- Schienale costituito da un materiale composito ultrasottile fino a mm 25
- Tappezzeria in termoformato senza cuciture ad esclusione del poggiapiedi realizzato in materiale facilmente lavabile
- Braccioli reclinabili per un comodo accesso del paziente
- Altezza massima raggiungibile cm 74,9 e minima cm 34,9
- Base in alluminio con verniciatura a polvere epossidica con 4 punti di appoggio
- Feritoie per far evaporare l'acqua che si può depositare sotto la base e generare muffa e ruggine



### Pedaliera poltrona

(pedaliera comandi poltrona programmabile per 3 posizioni di lavoro)



Peso stimato per la spedizione: 95 kg