

**Vassoio porta-strumenti Performer III
e braccio portatray aggiuntivo**



BRACCIO PORTATRAY AGGIUNTIVO *

*per riunito Performer e Radius su poltrona Performer

- Il vassoio porta-strumenti Performer si installa su entrambi i lati della poltrona Performer e ruota per fornire una posizione laterale o transtoracica
- Capace di sostenere fino a 5,4 kg, questo comodo vassoio può essere utilizzato come supporto per gli strumenti o per gli accessori come l'ablatores da tavolo
- Le dimensioni del tray sono di cm 25,4 x 25,6




Lampada Performer

LAMPADA A-DEC PERFORMER A RIUNITO

*per riunito Performer e Radius su poltrona Performer

- Testa lampada regolabile su due assi
- Lampada alogena temperatura colore 4500°K doppia intensità (bassa 8000 Lux - alta 11500 Lux)
- Installabile sia in caso di gruppo idrico che di gruppo strumenti assistente



Adattatore per poltrona Performer
(da utilizzare solo quando il riunito non ha il gruppo idrico e il gruppo strumenti assistente)

41



**Lampada A-Dec 6300
montata a riunito**

LAMPADA A-DEC 6300 MONTATA A RIUNITO

*per riunito Performer e Radius su poltrona Performer

- Regolazione testa lampada su tre assi
- Tre intensità luminose (bassa per composito 8000 Lux media 20000 Lux - alta 24000 Lux)
- Temperatura colore 5000°K
- Lampadina alogena Xenon 24V-150W a lunga durata
- Fornita con lampadina di ricambio