



**UN'EQUILIBRATA ILLUMINAZIONE DELL'AMBIENTE INIZIA CON UNA LAMPADA OPERATORIA DI QUALITÀ**

**Caratteristiche e vantaggi della lampada A-dec:**

- Tre assi di rotazione
- Estrema facilità di posizionamento
- Uniformità di illuminazione lungo tutta la zona illuminante per un corretto contrasto ed una chiara visione delle superfici dei denti
- Tre intensità di luce per compensare facilmente le variazioni di luce ambiente
- Temperatura di colore neutra per una riduzione delle zone d'ombra, una corretta presa colore ed analisi dei tessuti
- Distanza focale facilmente regolabile
- Semplice sostituzione della lampadina

**QUALITÀ DELL'ILLUMINAZIONE**

Molteplici fattori concorrono ad un'equilibrata illuminazione dello Studio Odontoiatrico. Variando uno di questi fattori si può variare l'intera illuminazione dell'ambiente. È perciò importante considerare tutto ciò che riguarda la lampada operatoria. La ricerca A-dec pone in massimo rilievo l'ergonomia e la realizzazione di attrezzature semplici da posizionare. La lampada A-dec utilizza una combinazione di boccole autolubrificanti, frizioni autotensionanti ed il collaudato braccio controbilanciato. Il risultato è un movimento liscio, fluido e stabile.

Per un preciso posizionamento del fascio luminoso, la lampada A-dec dispone di un terzo asse di rotazione. Con questo movimento diagonale si evitano malposture cervicali, posizionando la luce esattamente dove occorre. Contestualmente si mantiene libero da ombre il fascio luminoso e ben focalizzato sull'intera cavità orale, il tutto senza abbagliare il paziente.

È provato che il paziente nota la lampada operatoria più di ogni altra parte del riunito: la qualità diventa perciò essenziale. Ecco perché A-dec utilizza le più avanzate e rigorose tecnologie costruttive.



## LAMPADA A-DEC 571 MONTATA A RIUNITO



**Lampada A-Dec 571**  
montata a riunito

Peso stimato per la spedizione: 17 kg

- Solo per riunito A-dec 500
- Regolazione testa lampada su tre assi
- Tre intensità luminose (bassa per composito 8000 Lux media 20000 Lux - alta 24000 Lux)
- Temperatura colore 5000°K
- Accensione/spengimento tramite interruttore e touchpad sia lato assistente che operatore
- Lampadina alogena Xenon 24V-150W a lunga durata, con lampadina di ricambio

## LAMPADA A-DEC 6300 MONTATA A SOFFITTO



**Lampada A-Dec 6300**  
montata a soffitto

Peso stimato per la spedizione: 20 kg

- Regolazione testa lampada su tre assi
- Tre intensità luminose (bassa per composito 8000 Lux media 20000 Lux - alta 24000 Lux)
- Temperatura colore 5000°K
- Lampadina alogena Xenon 24V-150W a lunga durata, con lampadina di ricambio
- Completa di applicazione a soffitto con palo lungo cm 165,1 (altezza massima soffitto cm 365,8)
- Trasformatore installato sulla parte rigida del palo
- Se montata con A-dec 500 ha la possibilità di essere diretta dal touchpad (previo cablaggio)