

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore naturale, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatti per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore.
Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10003010	X-SMALL
10003009	SMALL
10003011	MEDIUM
10003012	LARGE
10035426	X-LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 45).
Codice 10004350

GUANTI SENZA POLVERE IN LATTICE, MICRORUVIDI