

**Dispenser per asciugamani:** dispenser da parete in plastica (retro bianco, fronte trasparente satinato) per asciugamani piegati a "C" e a "Z", dotato di adattatore per facilitare l'uscita del foglio a "Z" anche a pieno carico. Capacità 300 asciugamani (2 fascette di asciugamani Set Dental).

**Dispenser per aspirasaliva:** in plexiglas trasparente, dotato di coperchio, può contenere 250 aspirasaliva

**Dispenser per guanti:** in plastica con gancio per fissaggio al muro, può contenere una scatola di guanti da 100 pezzi

**Dispenser per mascherine:** in plexiglas trasparente, dotato di coperchio, può contenere 50 mascherine

**Dispenser per salviette:** in plastica trasparente, con coperchio, dotato di taglio sulla parte frontale per permettere una facile estrazione dei tovaglioli

**Portabicchieri:** da parete, in plastica bianco/fumè, dotato di riduttore per piccoli bicchieri, carica dall'alto, può contenere 50 bicchieri

**Misure:** Dispenser per asciugamani: 30 x 10,5 x 29 cm

Dispenser per aspirasaliva: 12 x 15 x 16,5 cm

Dispenser per guanti: 28 x 17 x 10,5 cm

Dispenser per mascherine: 20 x 12 x 11 cm

Dispenser per salviette: 18 x 14 x 17 cm

Portabicchieri: 31 cm



#### Codice

10035790	PER ASCIUGAMANI
10027814	PER ASPIRASALIVA
10004350	PER GUANTI
10027815	PER MASCHERINE
10027813	PER SALVIETTE
10027812	PORTABICCHIERI

## DISPENSER IN PLEXIGLAS O PLASTICA