

*Spugnette per la pulizia degli strumenti endodontici, in poliu-
retano espanso con cellule aperte, resistenti in autoclave (il
calore può ingiallire il prodotto senza alterarne le caratteri-
stiche). La spugna, grazie alla sua grande flessibilità, penetra
nelle spire dello strumento distaccando/pulendo i possibili
residui organici. Può venire a contatto con ipoclorito.*

Confezione: scatola da 25 pezzi spessore 1 cm/scatola da 50
pezzi spessore 0,5 cm

Misura: Ø 5 cm

Codice	Spessore in cm
10025538	0,5
10025539	1,0



SPUGNETTE PER ENDODONZIA AUTOCLAVABILI