

*Cannule aspirasaliva monouso, modellabili, in PVC atossico con filo metallico ramato incorporato e fissato in modo da evitarne la fuoriuscita durante le operazioni di piegatura e durante l'aspirazione. Testina di aspirazione in polietilene trasparente removibile, con sagomatura a elevata capacità d'aspirazione e forma arrotondata per evitare traumi ai tessuti.*

**Confezione:** sacchetto da 250 aspirasaliva/confezione economica da 5.000 (20 confezioni da 250 aspirasaliva)

**Colore:** arancio, blu, giallo, lilla, rosa, trasparente, verde

**Lunghezza:** 13 cm

### Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Colore
10027642	ARANCIO
10025821	BLU
10025822	GIALLO
10030321	LILLA
10025823	ROSA
10025814	TRASPARENTE
10025824	VERDE



Dispenser Set Dental per aspirasaliva, in plexiglas (dettagli a pag. 45). Codice 10027814

## ASPIRASALIVA FLESSIBILI CON PUNTA REMOVIBILE