

Blocco per impasto con base antiscivolo in poliuretano espanso, resistente fino a 60°C. Resistente ad alcol e olio. Spessore del foglio in PVC atossico 0,15 mm, spessore del foglio in carta politenata 0,10 mm.

**Confezione:** 3 o 6 blocchi da 100 fogli, eccetto il formato 24 x 14, in blocchi da 50 fogli

Codice	Misura in cm	Confezione
10026088	PVC 5 x 5	x 6
10026089	PVC 8 x 8	x 6
10026087	PVC 14 x 8	x 3
10026093	CARTA 5 x 5	x 6
10026090	CARTA 10 x 10	x 6
10026091	CARTA 12 x 18	x 3
10037748	CARTA 24 x 14	x 3 (50 fogli)



## BLOCCO PER IMPASTO IN PVC O CARTA