

Mantelline realizzate con due veli (1 velo per i colori arancio e lilla) di pura ovatta di cellulosa a fibra lunga accoppiati con un velo di polietilene ad alta densità. La perfetta assorbenza e impermeabilità assicurano un elevato comfort al paziente. Ogni rotolo viene termoretrato per consentire la massima protezione verso gli agenti esterni. Non contiene lattice.

Codice	Colore/misura in cm
10029357	ARANCIONE 50 x 60
10029358	ARANCIONE 50 x 80
10026211	AZZURRO 50 x 60
10026205	AZZURRO 50 x 80
10026212	BIANCO 50 x 60
10026206	BIANCO 50 x 80
10026214	BLU 50 x 60
10026208	BLU 50 x 80
10026215	GIALLO 50 x 60
10026209	GIALLO 50 x 80
10029355	LILLA 50 x 60
10029356	LILLA 50 x 80
10026216	ROSA 50 x 60
10026210	ROSA 50 x 80
10026213	VERDE 50 x 60
10026207	VERDE 50 x 80
10028640	ASSORTITO 50 x 60
10028641	ASSORTITO 50 x 80

**Confezione:** rotolo singolo/confezione economica da 6 rotoli  
**Misura:** largh. 50 x lungh. 60 cm da 80 strappi/largh. 50 x lungh. 80 cm da 60 strappi (lunghe)  
**Spessore 2 veli:** carta 26 g/m<sup>2</sup> + PE 16 g/m<sup>2</sup>  
**Spessore 3 veli:** carta 34 g/m<sup>2</sup> (17 g/m<sup>2</sup> per ciascun velo) + PE 14 g/m<sup>2</sup>  
**Colore:** azzurro, arancio, bianco, blu, giallo, lilla, rosa, verde, assortito (arancio, blu, giallo, lilla, rosa, verde - 1 rotolo per colore)  
**Conservazione:** a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

#### Dispositivo Medico di Classe I



**MANTELLINE 3 VELI, IN CARTA/PLASTICA, PRETAGLIATE**