

Composi-Tight® 3D XR ::

- Adattamento ottimale della matrice al dente grazie al silicone morbido (blu)
- La soluzione ideale per denti corti, storti, senza nessuno slittamento
- Grandissima resistenza alle deformazioni grazie al rinforzo posteriore dell'anello
- Il nucleo in materiale plastico duro separa i denti in sede interprossimale



massima ritenzione
(pre-molari e canini o posteriori corti o malposizionati)



massimo adattamento
(posteriori)

La matrice sezionale ad anello Composi-Tight® 3D XR Soft-Face™ è una matrice ad anello extra ritentiva, concepita per essere usata con denti corti o mal posizionati, comprese le aree tra il canino e il primo premolare. L'anello 3D Soft-Face™ arancione offre la massima facilità di posizionamento e consente l'adattamento ad un'ampia tipologia di anatomie dentali, riducendo al tempo stesso le sbavature.

Utilizzare sempre una diga in gomma e le nostre pinze per posizionamento di anelli con tutti gli anelli Garrison, per una maggiore sicurezza di presa.



N. Articolo	Contenuto	Q.tà	Prezzo*
3DXR	Anelli Extra Ritenzione Soft-Face	2/conf.	€ 160,00*
3D500	Anelli Soft-Face	2/conf.	€ 132,00*