

Pellicola protettiva, monouso adesiva, utilizzabile su qualsiasi superficie. Permette di proteggere le zone a rischio di contaminazione batterica in modo pratico e veloce, riducendo i rischi da infezioni crociate.

Confezione: rotolo da 1.200 strappi pretagliati, in scatola dispenser

Misura strappo: larghezza 10 cm - lunghezza 15 cm

Colore: blu, trasparente, verde

Conservazione: evitare il diretto contatto con la luce solare e conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

Scadenza: 3 anni dalla data di produzione

Dispositivo medico di classe I

Codice	Colore
10027816	BLU
10027817	TRASPARENTE
10031079	VERDE



PROTEZIONI MONOUSO ADESIVE