

Salviette in carta crespata medicale altamente assorbente resistente all'umidità, da posizionare su vassoi. Sterilizzabili a ossido di etilene o a vapore.

Confezione: pacco da 250 fogli

Misura: 28 x 18 cm

Colore: arancio, azzurro, bianco, giallo, lilla, rosa, verde

Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Colore
10027732	ARANCIO
10027001	AZZURRO
10027003	BIANCO
10027000	GIALLO
10029584	LILLA
10027733	ROSA
10027002	VERDE



PAPER TRAY STERILIZZABILI