

Guanti medicali per esplorazione in lattice di gomma naturale rivestiti internamente con gel di Aloe Vera, microruvidi, totalmente privi di talcatura, trattamento superficiale mediante clorinatura. Colore verde, ambidestro, con polsino salvastrappo. Massima impermeabilità e grande resistenza ai composti chimici di uso frequente. Adatto per uso ospedaliero e ambulatoriale e ovunque sia richiesto un elevato grado di protezione dell'operatore.

Attenzione: i guanti in lattice possono provocare, in soggetti sensibili, allergia da contatto.

AQL 1,5

Confezione: scatola da 100 guanti/confezione economica 10 scatole da 100 (1.000 guanti)

Conservazione: in luogo fresco e asciutto. Non conservare a temperature superiori a 40°C, non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti

Scadenza: vedi data sulla confezione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10035442	X-SMALL
10035443	SMALL
10035444	MEDIUM
10035445	LARGE



Dispenser Set Dental per guanti,
in plastica con gancio per fissaggio al muro
(dettagli a pag. 45).
Codice 10004350

GUANTI ALOE VERA IN LATTICE, SENZA POLVERE, MICRORUVIDI, VERDI