

LM LiftOut™

Leve lussatrici per estrazione atraumatica

LM

feel the difference

Gli strumenti LM-LiftOut™ permettono di effettuare estrazioni nel modo meno traumatico possibile. Ciò è importante per accelerare il processo di guarigione e favorire il successivo posizionamento della protesi. La sottile punta viene introdotta nello spazio parodontale e fatta progredire lentamente verso l'apice della radice mentre lo strumento viene fatto ruotare delicatamente attorno al dente in senso orario e antiorario.




Lo strumento LM-LiftOut™ non è adatto all'uso come leva per estrazione forzata.




Scopri di più su www.lm-dental.com

Angolazioni e dimensioni

Lama dritta



Lama curva



Estrazioni sicure & lussazione non traumatica

Ergonomia LM™ e sensibilità tattile, ora disponibile anche negli strumenti per estrazione:

Caratteristiche	Vantaggi
Design ergonomico	– Comodo da maneggiare e facile da ruotare
Superficie LM-ErgoTouch™	– Impugnatura leggera e antiscivolo
Bilanciamento ottimale	– Ottimo controllo della presa
Leggerezza	– Maggiore maneggevolezza
Chiara codifica a colori	– Facilità di identificazione
Super-acciaio LM-DuraGradeMAX™	– Lame robuste e affilate
Perfetta connessione impugnatura/lama	– Igiene estrema



Strumenti di estrazione LM™ valutati come Miglior Prodotto 2014.



Scopri di più attraverso il codice QR!