

*Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Ideale per usi generici durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.*

**Confezione:** scatola contenente 50 teli sterili imbustati singolarmente

**Misura:** 35 x 50 cm – 50 x 50 cm – 50 x 75 cm – 75 x 90 cm

**Colore:** azzurro





**Spessore:** 0,25 mm

**Grammatura:** 58 g/m<sup>2</sup>

**Conservazione:** a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

**Dispositivo Medico di Classe Is**

Codice	Misura in cm
10037106	35 x 50
10037107	50 x 50
10037108	50 x 75
10037109	75 x 90



**TELO STERILE TNT+PE**