

Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Con bordo adesivo lungo il lato da 90 cm, ideale per usi generici durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imballato singolarmente.

Confezione: scatola contenente 10 teli sterili imballati singolarmente

Misura: 75 x 90 cm

Spessore: 0,25 mm

Grammatura: 58 g/m²


Colore: azzurro

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Dispositivo Medico di Classe Is

Codice

10037110



TELO STERILE CON LATO ADESIVO TNT+PE