

*Telo sterile monouso biaccoppiato composto da uno strato in TNT con funzione assorbente e uno strato in PE con funzione impermeabile, che garantiscono un rapido assorbimento dei liquidi e un efficace effetto barriera. Con fessura a U e adesivo laterale, ideale per la copertura dei pazienti durante piccoli interventi di chirurgia orale. Sterilizzato a ossido di etilene e imbustato singolarmente.*

**Confezione:** scatola contenente 10 teli sterili imbustati singolarmente

**Misura:** 75 x 115 cm

**Spessore:** 0,25 mm

**Grammatura:** 53,4 g/m<sup>2</sup>


**Colore:** azzurro

**Conservazione:** a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

**Dispositivo Medico di Classe Is**

**Codice**

10037111



**TELO STERILE CON FESSURA A U TNT+PE**