

Visiera protettiva a schermo totale per la protezione facciale (naso, occhi, bocca), costituita da un supporto in spugna poliuretanicca bianca, morbida spugna anallergica in appoggio alla fronte, fascia cingitesta in tessuto elastico anallergico con velcro regolabile, schermo in acetato antiappannante, termoformato e trasparente, dotato di pellicola protettiva su entrambi i lati, con rotazione a 90°. Utilizzabile sopra gli occhiali da vista, assicura eccellente trasparenza, comfort e leggerezza e garantisce protezione da spruzzi e gocce.

Confezione: busta contenente 1 visiera protettiva

Spessore schermo: 0,75 mm

Dispositivo di Protezione Individuale

Codice

10037804



Ricambio: 1 schermo protettivo
Codice 10037805

VISIERE A CASCHETTO