

*Mandrini in acciaio inox per coppette per profilassi, da sterilizzare prima di ogni utilizzo in autoclave con ciclo validato e temperatura massima 137°C.*

**Confezione:** bustina contenente 10 mandrini

**Tipologia:** a pressione/a vite

**Conservazione:** a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore

**Dispositivo medico di classe IIa**

Codice	Tipologia
10038690	a vite
10038691	a pressione



## COPPETTE PER PROFILASSI MANDRINI