

Kit sterile monouso per paziente, ha la funzione di creare una barriera protettiva tra l'utilizzatore e l'ambiente circostante. Sterilizzato ad ossido di etilene.

Composizione:

- A** 1 camice in TNT, chiusura al collo con laccetti, elastici ai polsi e cintura in vita. Taglia unica (lunghezza 115 cm), grammatura 19 g/m². Colore: bianco
- B** 1 cappellina rotonda in TNT con elastico lungo il bordo, priva di lattice. Taglia unica, grammatura 14 g/m². Colore: bianco
- C** 2 sovrascarpe in CPE, con elastico alla caviglia. Taglia unica. Colore: azzurro

Dispositivo medico di classe Is

Confezione: sacchetto contenente 5 kit imbustati singolarmente


Misura: taglia unica

Colore: bianco (sovrascarpe: azzurro)

Conservazione: a temperatura ambiente in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Codice

10038855



KIT PAZIENTE MONOUSO STERILE