

Aghi sterili monouso con attacco filettato standard europeo, per anestesia dentale. Dotati di punta a triplice affilatura trattata per un effetto anticooring, con indicazione sul cono dell'orientamento della punta. Siliconati per una maggior facilità di penetrazione con silicone autopolimerizzante che non viene rilasciato durante l'iniezione. Con protettore e cappuccio posteriore a tenuta e uniti con punto di saldatura per assicurare il mantenimento della sterilità. Sterilizzati a raggi gamma con processo validato secondo le norme vigenti.

Confezione: scatola contenente 100 aghi

Misura: 27 gauge (Ø 0,4 x lunghezza ago 25/36 mm), 30 gauge (Ø 0,3 x lunghezza ago 12/16/21 mm)

Dispositivo medico di classe IIa

Codice	Misure
10038906	27G 0,4 x 25 mm
10038907	27G 0,4 x 36 mm
10038910	30G 0,3 x 12 mm
10038909	30G 0,3 x 16 mm
10038908	30G 0,3 x 21 mm



AGHI UNIVERSALI ATTACCO EUROPEO