

Applicatori monouso pieghevoli, ideali per l'applicazione facile e veloce di piccolissime quantità di materiale in zone difficili da raggiungere. Le punte in fibra, disposte in forma sferica, non sfilacciano, non assorbono e trattengono la soluzione in sospensione evitando sgocciolamenti e sprechi. Confezionati in comodi tubi/dispenser, per un igienico e veloce utilizzo oppure in box da montare sui dispenser in commercio. Disponibili in 3 diverse misure.


Confezione: scatola contenente 4 tubi/dispenser da 100 pezzi cad. (2 tubi per ogni colore, 400 applicatori) – scatola contenente 4 box da 100 pezzi cad. (2 box per ogni colore, 400 applicatori)

Misure: X-Fine (1,0 mm) – Fine (1,5 mm) – Regular (2,0 mm)

Colore: bianco/rosa (X-Fine) – giallo/azzurro (Fine) – verde/arancio (Regular)

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia	Misura	Colore
10039805	tubi/dispenser	X-Fine	bianco/rosa
10039803	tubi/dispenser	Fine	giallo/azzurro
10039804	tubi/dispenser	Regular	verde/arancione
10039802	box x dispenser	X-Fine	bianco/rosa
10039800	box x dispenser	Fine	giallo/azzurro
10039801	box x dispenser	Regular	verde/arancione



APPLICATORI MONOUSO TUBI DISPENSER/BOX PER DISPENSER