

Contenitore in plastica autoclavabile per la sgocciolatura di turbine e contrangoli, dotato di 8 fori. La confezione contiene anche 5 dischi assorbenti di ricambio.

Confezione: scatola contenente 1 portaturbine + 5 dischi assorbenti di ricambio

Misure: diametro base 13 cm, diametro superiore 12 cm, altezza 12,5 cm

Colore: bianco

Codice

10040655



Ricambio dischi assorbenti x 20 pz
Codice 10040656



PORTATURBINE IN PLASTICA