

LMRootOut™ Root Tip Pick

Leve per radici

Progettati per le delicate operazioni di elevazione della radice e per la rimozione di frammenti radicolari, gli strumenti LM-RootOut™ e Root Tip Pick rappresentano la scelta ottimale per i professionisti dell'odontoiatria. Il loro design ergonomico e la facilità di utilizzo rendono questo tipo di interventi semplici e fluidi.



Scopri di più su
www.lm-dental.com



Root Tip Pick

LM 769-771 XSI/ES

- per la rimozione della punta della radice
- ideale per tutte le aree difficili da raggiungere



LM-RootOut™ LM 812210

- progettato per le delicate operazioni di elevazione della radice e per la rimozione di frammenti radicolari
- non raccomandato per la rimozione di frammenti più consistenti
- simile alle leve di Heidbrink
- impugnatura ergonomica per una migliore presa

Per una facile e corretta
manutenzione degli
strumenti per
estrazione



Cassetta LM 810001

Gli strumenti per estrazione sono forniti in una pratica cassetta che protegge sia lo strumento che l'operatore durante il ciclo di manutenzione. La cassetta evita che lo strumento perfori il sacchetto di sterilizzazione, assicurandone la sterilità. La cassetta può essere identificata con un codice colore mediante il sistema di bottoni.

Pietra per affilare LM 818002



Se sono utilizzate correttamente e sottoposte a regolare manutenzione, le lame, rifinite artigianalmente e realizzate in super acciaio LM-DuraGradeMAX™, restano affilate e durano a lungo. Affilate di tanto in tanto gli strumenti per estrazione utilizzando questa pietra per affilare rotonda, che consente di tenerli sempre in perfette condizioni e pronti all'uso in modo semplice e rapido.