

Buste autosigillanti per la sterilizzazione a gas e a vapore prodotte secondo gli standard internazionali EN 868-5; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2. Particolarmente adatte a chi non possiede una sigillatrice, in quanto provviste di nastro adesivo a utilizzo facilitato che sigilla ermeticamente il contenuto. Soddisfano le diverse esigenze di confezionamento. Sono costituite da un accoppiato con un lato in carta medicale ad alta resistenza (grammatura 60 g/m²) e un lato in plastica verde di poliestere/polipropilene (spessore 42 µm - grammatura 45 g/m²). La saldatura è composta da tre cordoni paralleli tra loro, interposti da due canali (per buste e rotoli con larghezza di 50 mm la saldatura è composta da due cordoni paralleli interposti da un canale). Sul lato carta sono stampati due indicatori chimici di processo, uno per vapore e uno per ossido di etilene, che indicano l'avvenuta esposizione al processo di sterilizzazione. Le buste autosigillanti sono soggette ad un solo processo di sterilizzazione, pertanto una volta utilizzate devono essere gettate: non possono essere assolutamente riutilizzate per un secondo ciclo di sterilizzazione.

Confezione: scatole da 100 o 200 buste, confezioni economiche (vedi webstore)

Conservazione: evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e conservare in luogo asciutto a una temperatura tra 5° e 30°C e umidità relativa < 50%

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura in mm	Confezione
10042288	75 x 270	x 200
10042289	90 x 270	x 200
10042286	140 x 300	x 200
10042287	190 x 400	x 100



BUSTE AUTOSIGILLANTI PER STERILIZZAZIONE CON NASTRO ADESIVO