


Tiranervi

In acciaio inossidabile



Tiranervi in acciaio inossidabile, con manico in plastica colorata resistente al calore, per l'estrazione del nervo dal canale radicolare.

CONFEZIONE

Blister da 10 strumenti sterili.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CODICE WEB LUNGH. 21mm	CODICE WEB LUNGH. 25mm	
C	10046555	10046561	
F	10046553	10046559	
M	10046554	10046560	
XF	10046552	10046558	
XXF	10046551	10046557	
XXXF	10046550	10046556	
XXXXF	10046548	10046549	

ACQUISTA
ONLINE

