

Coni guttaperca

Standardizzati



Coni di guttaperca standardizzati (conicità 0,2%), radiopachi, a punta rigida ma sufficientemente flessibili per assicurare un'ideale qualità di lavoro. Per tutte le tecniche di otturazione del canale radicolare. Materiale: guttaperca naturale, ossido di zinco, solfato di bario. Codifica colore ISO.

CONFEZIONE

Confezione da 120 coni.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto e fresco.

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

MISURA	CODICE WEB
15	10046568
20	10046589
25	10046590
30	10046591
35	10046592
40	10046593
45	10046594
50	10046595
Assortiti 15/40	10046596

ACQUISTA
ONLINE

