

## Sigillante

### Cyber Seal

### Pit & Fissure



*Sigillante fotopolimerizzabile per solchi e fessure a rilascio di fluoro.*

**PRINCIPALI INGREDIENTI** Oligomero uretandimetacrilato - Bis-GMA - Trietilenglicol di metacrilato - 2-Idrossietilmetacrilato - Riempitivi vetrosi - Fotoiniziatori.

#### ATTENZIONE

Cyber Seal contiene monomeri polimerizzabili che possono provocare dermatiti allergiche da contatto in persone sensibili. Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo il contatto. Nel caso si verifichi sensibilizzazione della cute o nel caso di allergia nota a resina a base di metacrilato, interrompere l'uso.

**CONFEZIONE** Kit composto da 1 siringa di gel etch da 1,2ml, 1 siringa di sealant sigillante da 1,2ml, 4 puntali applicatori.

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa**

**CODICE WEB**

10047366

**CONFEZIONE**

Kit 2 siringhe e 4 puntali

ACQUISTA  
ONLINE

