


Adesione avanzata alla ceramica vetrosa

Scotchbond Universal Plus adesivo raggiunge il livello "gold standard" dei silani tradizionali per uso separato.



Resistenza al taglio dell'adesione su ceramica vetrosa – Prof. Bart van Meerbeek et al., KU di Lovanio, Belgio, relazione per 3M, 2020

Conclusioni della relazione:

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo è risultato superiore a 3M™ Scotchbond™ Universal adesivo in termini di adesione alla ceramica vetrosa (IPS e.max® CAD, Ivoclar Vivadent). Dopo la mordenzatura della ceramica vetrosa con acido fluoridrico è stata registrata una buona resistenza al taglio dell'adesione, sia immediatamente che in seguito a invecchiamento.

Un sistema completamente integrato con 3M™ RelyX™ Universal cemento composito

Eccellente forza di adesione per quasi tutte le indicazioni per la cementazione in composito auto/fotopolimerizzante. Flusso di lavoro semplificato: l'adesivo viene polimerizzato da RelyX Universal cemento composito.



Informazioni per l'ordine

Cod. Informazioni sul prodotto

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, flacone

41293	Intro kit flacone 1 flacone da 5 ml, 50 spazzolini monouso, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori
41294	Ricambio flacone, 1 da 5 ml
41295	Ricambio flacone, 3 da 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal gel mordenzante 2 siringhe da 3 ml, 50 applicatori

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, confezione monodose

41297	Intro kit confezione monodose - 50 confezione monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori
41298	Confezione da 100 monodosi - 100 confezione monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori
41299	Confezione da 200 monodosi - 200 confezione monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori
41304	Confezione da 400 monodosi - 400 confezione monodose, 1 siringa di mordenzante da 3 ml, 25 applicatori



Flacone

con superficie liscia e uniforme per semplificare la rimozione del materiale in eccesso



Confezione monodose

per un'igiene più efficiente. riduce il rischio di contaminazione incrociata



3M Oral Care - 3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel. 027035 3537
3mitalyOralCare@mmm.com
www.3mitalia.it

I prodotti della linea Scotchbond™ sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario. 3M e Scotchbond sono marchi di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizzati su licenza in Canada. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà di altre società. © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
adesivo

L'originale, con prestazioni migliorate!



Il vostro adesivo di fiducia ... ridefinisce gli standard del settore



Con 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, gli adesivi universali fanno un salto di qualità. L'adesivo offre gli stessi vantaggi del precedente 3M™ Scotchbond™ Universal e assicura in più un controllo e una predicibilità superiori, perché un buon adesivo deve garantire più della semplice forza di adesione.

5 passi avanti rispetto alla versione precedente

- Maggiore radiopacità**
- Aderisce e sigilla la dentina affetta da carie**
- Adesione avanzata** ai substrati dentali e del restauro, compresa la ceramica vetrosa
- Perfetta compatibilità auto/fotopolimerizzante e autopoli-merizzante** senza necessità di un flacone di attivatore auto/fotopolimerizzante
- Formulazione priva di derivati del BPA** come il BisGMA


Formulazione priva di derivati del BPA



Odontoiatria minimamente invasiva

Maggiore radiopacità

La radiotrasparenza sotto un restauro può condurre a una diagnosi erronea e a trattamenti troppo invasivi. Grazie a 3M™ Scotchbond™ Universal Plus, **il primo adesivo universale radiopaco di 3M**, con una radiopacità simile a quella dentinale, questi problemi appartengono al passato.



Accumulo intenzionale di adesivo sotto restauri di classe I – Radiografie di molari umani estratti, materiale da otturazione 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative. K. Dede et al., J Dent Res 99 (ed. spec. A): 192 IADR, 2020 – Dati interni 3M, H. Loll et al., J Dent Res 99 (ed. spec. A): n. 757, 2020


“Queste radiografie dubbie le vediamo ogni giorno, in particolare nelle radiografie *bitewing* di restauri di classe II nel box prossimale.”
 – Prof. Angelo Putignano, Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia)

“L'accumulo di adesivo radiotrasparente sotto un restauro aumenta notevolmente le probabilità di sostituzione.”
 – Dott. John O. Burgess, University of Alabama (Stati Uniti)


Aderisce e sigilla la dentina affetta da carie e aiuta a preservare la struttura dentale

Scotchbond Universal Plus adesivo consente di **realizzare preparazioni minimamente invasive in tutta sicurezza** in virtù della sua elevata forza di adesione sia alla dentina affetta da carie che alla dentina sana.

Oltre a garantire un'ottima qualità dei margini del restauro, sigilla la dentina affetta da carie creando uno strato ibrido ben definito e privo di lacune; è noto infatti che la sigillatura è la chiave per prevenire la carie secondaria.



Resistenza al taglio dell'adesione su dentina affetta da carie e su dentina sana – C. Thalacker, et al., Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, J Dent Res 99 (ed. spec. A): 191 IADR, 2020.



Aree cariose – Immagine su gentile concessione del Prof. Leandro Hilgert e della Prof. Soraya Leal, Universidade de Brasília (UnB) (Brasile)

Senza dimenticare le caratteristiche che hanno reso popolare l'adesivo Scotchbond Universal adesivo:

Adesivo universale

- ✓ Indicazioni dirette
- ✓ Indicazioni indirette
- ✓ Tutte le tecniche di mordenzatura

Aderisce a tutti i materiali da restauro

senza necessità di un primer a parte

Ridottissima sensibilità postoperatoria

99% dei dentisti ha riferito che 3M™ Scotchbond™ Universal Plus comporta una sensibilità post-operatoria molto ridotta.*

*Valutazione sul campo condotta da 309 dentisti con oltre 20.000 applicazioni