

CYBER TECH

Infection Control



CyberTech
ULTRA
CLEAN PLUS
SURFACE
DISINFECTION
LEMON

Disinfettante per superfici,
ad ampio spettro e pronto all'uso.

ULTRA CLEAN PLUS SURFACE DISINFECTION LEMON

VANTAGGI

- Ampio spettro di attività antimicrobica
- Soluzione ad azione rapida e pronta all'uso
- Prodotto a base alcolica: evapora completamente senza lasciare aloni*
- Formulato senza composti di ammonio quaternario (QAC)
- Fresco profumo di limone

*Usare solo su superfici compatibili con l'alcol.



EFFICACIA MICROBIOLOGICA	TEMPO DI AZIONE
Batteri ai sensi di EN 13727, EN 1276, EN 13697 e EN 16615 (condizioni estreme)	1 minuto
Candida albicans ai sensi di EN 13624, EN 1650, EN 13697 e EN 16615 (condizioni estreme)	1 minuto
Patogeno TbB (tubercolosi) (<i>M. terrae</i>) e micobatteri (<i>M. avium</i>) secondo EN 14348 (condizioni estreme)	1 minuto
Virus con involucro (per esempio HBV, HIV e HCV) secondo EN 14476 e EN 16777 (condizioni estreme)	1 minuto
Norovirus (EN 14476) (condizioni di pulito) (EN 16777) (condizioni di pulito)	1 minuto 2 minuti
Adenovirus (EN 14476, EN 16777) (condizioni di pulito)	1 minuto
Virus Polioma-SV 40 (RKI/DVV) (condizioni di pulito)	1 minuto
"Virucida limitato PLUS" (virus noro, adeno e rota) (EN 14476) (condizioni di pulito) (EN 16777) (condizioni di pulito)	1 minuto 2 minuti
COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono: 20.0 g di 1-Propanolo; 5.0 g di 2-Propanolo	

ULTRA CLEAN PLUS SURFACE DISINFECTION LEMON	1 Litro senza erogatore.....Codice 10058177
	5 Litri.....Codice 10058178