



CyberTech  
**ULTRA  
CLEAN PLUS  
INSTRUMENT  
DISINFECTION  
CONCENTRATE**

**Detergente/Disinfettante  
per strumenti.**

## ULTRA CLEAN PLUS INSTRUMENT DISINFECTION CONCENTRATE

### VANTAGGI

- Ampio spettro di attività
- Virucida limitato
- Adatto per bagno a ultrasuoni
- Privo di aldeidi e fenoli
- Formula non corrosiva con un'ottima compatibilità per i materiali
- Formula concentrata (imballo ridotto, maggiore sostenibilità)



### INDICAZIONI D'USO

Per la detersione e la disinfezione degli strumenti prima della sterilizzazione.

EFFICACIA MICROBIOLOGICA	CONCENTRAZIONE E TEMPO DI AZIONE
Batteri ai sensi di EN 13727, EN 14561 e VAH (condizioni di sporco)	1.5% 15 minuti - 1.0% 60 minuti
Candida albicans ai sensi di EN 13624, EN 14562, VAH (condizioni di sporco)	1.5% 15 minuti - 1.0% 60 minuti
Batteri e Candida Albicans in bagno ultrasonico ai sensi di EN 14561 e EN 14562 (condizioni estreme)	1.0% 5 minuti
"Virucida limitato" (virus con involucro come HBV, HIV, HCV) ai sensi di DVV/RKI, EN 14476 ed EN 17111 (condizioni estreme)	1.5% 15 minuti
TB e Micobatteri (M. terrae e M. avium) EN 14348, EN 14563 (condizioni di pulizia)	4.0% 30 minuti
<b>COMPOSIZIONE</b>	
100 g di prodotto contengono: 4.4 g di Didecildimetilammonio cloruro, 2.75 g di N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1.3-diammina	

<b>ULTRA CLEAN PLUS INSTRUMENT DISINFECTION CONCENTRATE</b>	2 Litri.....Codice 10058818	5 Litri.....Codice 10058817