

CYBER TECH

Infection Control



CyberTech
ULTRA
CLEAN PLUS
DISINFECTION
WIPES

Salviette disinfettanti
pronte all'uso.

ULTRA CLEAN PLUS DISINFECTION WIPES

VANTAGGI

- Ampio spettro di attività antimicrobica
- Pronte all'uso con un'eccellente compatibilità sui materiali
- Disinfezione rapida priva di composti di ammonio quaternario (QAC)
- Innovativi additivi ad azione booster

INDICAZIONI PER L'USO

Salviette pronte all'uso, a basso contenuto di alcol, realizzate in materiale che non lascia residui. Profumazione al limone.



EFFICACIA MICROBIOLOGICA	TEMPO DI AZIONE
Batteri ai sensi delle normative EN 13727, EN 1276, EN 13697 (condizioni di sporco)	1 minuto
Candida albicans ai sensi delle normative EN 13624, EN 1650, EN 13697 (condizioni di sporco)	1 minuto
Patogeno TB (tubercolosi) (M. terrae) e micobatteri (M. avium) secondo la normativa EN 14348 (condizioni di sporco)	1 minuto
"Virulicida limitato" (virus con pericapside, quali HBV, HIV, HCV come da normative EN 14476 e EN 16777) (condizioni di sporco)	1 minuto
"Virulicida limitato plus" (virus con pericapside, ad es. HBV, HIV, HCV) e noro, adeno e rotavirus secondo le normative EN 14476 e EN 16777 (condizioni di sporco)	1 minuto
Adenovirus (EN 14476, EN 16777) (condizioni di pulito)	1 minuto
Virus Polioma-SV 40 (RK1/DVV) (condizioni di pulito)	1 minuto
Tempi di applicazione delle salviette imbevute: Batteri e Candida albicans secondo la normativa EN 16615 e VAH (condizioni di sporco)	5 minuti
COMPOSIZIONE	
100 g di prodotto contengono: 20 g di 1-propanolo; 5 g di 2-propanolo	

SALVIETTE DISINFETTANTI ULTRA CLEAN PLUS LEMON	Barattolo XS (13x20 cm) 120 pz.....Codice 10059502 Ricarica XS (13x20 cm) 120 pz.....Codice 10059503
---	---