



NEWS PRODOTTO

DESCRIZIONE

PreVISION Temp

Resina a base di metacrilato, bicomponente, automiscelante e autoindurente, per la produzione di restauri temporanei di breve-media durata,


Indicazioni d'uso

- realizzazione di ponti, corone, inlay, onlay provvisori
- ribasature di provvisori
- realizzazione di MockUp estetici (faccette)

Disponibile in cartucce da 50 ml+ 12 puntali
In 5 colori e 1 Bleach



Casi gentilmente concessi da: Dr.Shaffner (Germania) Dr. S.Lombardo (Italia) Dr. Scutellà (Italia)



PLUS PreVISION Temp

Facile e veloce applicazione

Applicazione semplice grazie alle cartucce automiscelanti 10:1

Tempi di lavorazioni ridotti – minore strato inibito finale da togliere (veloce passaggio con alcool)

Alta Estetica

Eccellente lucidabilità – non risulta appiccicoso

Basso accumulo di placca

Ampio range di colori disponibile per soddisfare tutte le esigenze estetiche dei pazienti

Proprietà Meccaniche ideali

Alta resistenza alla frattura e alla propagazione di Crack per una lunga durata del provvisorio

Bassa temperatura durante la fase di polimerizzazione in bocca per la salvaguardia della polpa del dente

Con PreVISION Temp sono garantiti risultati estetici e di qualità!



Guarda la facilità ed eccellente estetica di un MockUp realizzato in studio.

Dr. Stefano Lombardo

<https://www.youtube.com/watch?v=Kr8dszkCWA1>