

3M™ Clinpro™ Clear trattamento al fluoro

Efficace assorbimento del fluoro con un dosaggio inferiore.

3M™ Clinpro™ Clear trattamento al fluoro

Le tradizionali vernici al fluoro intrappolano gli ioni di fluoruro di sodio nella colofonia adesiva che deve essere prima dissolta per consentirne l'assorbimento da parte del dente. Grazie alla formula innovativa a base d'acqua di del trattamento al fluoro Clinpro™ Clear, gli ioni di fluoro sono immediatamente disponibili fin dall'applicazione, permettendo ai denti di ricevere rapidamente il 2,1% di fluoro.


Non solo i denti assorbono la stessa quantità di fluoro di una vernice al fluoro al 5% a base di resina, ma il nuovo trattamento al fluoro Clinpro™ Clear raggiunge questi risultati in soli 15 minuti.

La vera differenza? Il fluoro **solubile**.

Composti a base
di colofonia

vs

Nuova formula 3M
a base di acqua



Trattamento al fluoro. Semplice!

©Solventum 2025. Solventum e Clinpro sono marchi registrati di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi registrati di 3M. Le linee di prodotti presenti sono Dispositivi Medici Marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale promozionale riservato al personale sanitario.

3M™ Clinpro™ Clear
Trattamento al fluoro

Trattamento al fluoro. Semplice!

Scopri l'ultima
generazione di
trattamento al fluoro




3M™ Clinpro™ Clear
Trattamento al fluoro

I tuoi pazienti meritano di più.


In uno studio clinico, pazienti e professionisti hanno preferito 3M™ Clinpro™ Clear - Trattamento al fluoro rispetto a un trattamento con gel al fluoro in vaschetta o con vernice a base di resina.

Valutazioni dei pazienti:



Aspetto
sui denti


I pazienti hanno **valutato l'aspetto sui denti** di 3M™ Clinpro™ Clear con un **punteggio di 96,3 su 100**.



Sensazione liscia
e scorrevole
in bocca

Il 93,8% dei pazienti ha affermato che Clinpro™ Clear dà una **sensazione liscia e levigata in bocca**.


Valutazioni degli igienisti:



Percezione
dell'esperienza
del paziente


L'esperienza con il trattamento al fluoro 3M™ Clinpro™ Clear in termini di **percezione dei pazienti è stata valutata 98 su 100** dagli igienisti.

Un'ora dopo il trattamento:



Sensazione

Il 96% dei pazienti non ha percepito sui denti il trattamento al fluoro 3M™ Clinpro™ Clear, rispetto all'8% per Colgate® PreviDent® e il 5% per la vernice al fluoruro di sodio



Sapore

Il 96% dei pazienti non ha percepito il sapore del trattamento al fluoro Clinpro Clear, rispetto all'67% per Colgate® PreviDent® e il 5% per la vernice al fluoruro di sodio.

Applicazione rapida e agevole.

L'esclusivo sistema di erogazione L-Pop migliora inoltre l'esperienza professionale.

- Il punteggio medio per facilità di applicazione del trattamento al fluoro Clinpro™ Clear è stato di 97,2 su 100
- In uno studio clinico, il 100% degli igienisti ha affermato che la maggior parte degli utenti ha imparato rapidamente ad applicare il trattamento al fluoro Clinpro™ Clear







Basta premere...
e il gioco
è fatto.




Un trattamento al fluoro che fa di più con meno.

Sulla base del feedback dei pazienti e dei professionisti, abbiamo reinventato il tradizionale trattamento al fluoro.

3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro ha una nuova formula a base di acqua pronta per l'applicazione e consente un efficace assorbimento del fluoro. Potendo mangiare o bere dopo poco tempo dall'applicazione, i tuoi pazienti accetteranno di buon grado di sottoporsi al trattamento al fluoro Clinpro™ Clear.

-  Formula trasparente a base d'acqua in confezione monodose L-Pop facile e veloce
-  La formula è priva di resina e degli allergeni comuni* ed è a pH neutro
-  Fosfato di calcio stabilizzato
-  Agisce in soli 15 minuti
-  Sapore, aroma e sensazione in bocca migliorati
-  Formula adatta alla linea di aspirazione

*Vedi l'informativa sugli allergeni su www.3Mitalia.it/ClinproClear



Source: Internal data.

Grazie agli ioni di fluoro solubili che si depositano immediatamente sui denti, 3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro è una soluzione di fluoruro di sodio al 2,1% che consente l'assorbimento di quantità simili o superiori di fluoro rispetto a un tradizionale trattamento con vernice al 5%.

Dopo il trattamento e l'acidificazione, l'assorbimento del fluoro nello smalto (EFU) di 3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro non è statisticamente diverso dai prodotti testati.



Informazioni per l'ordine

3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro

Codice	Informazioni sul prodotto
--------	---------------------------



7300FF	Insapore
--------	----------

7300M	Sapore di menta
-------	-----------------

7300W	Sapore di anguria
-------	-------------------

3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro confezione da 50 Confezioni monodose da 50 (0,50 ml L-Pop)



7310FF	Insapore
--------	----------

7310M	Sapore di menta
-------	-----------------

7310W	Sapore di anguria
-------	-------------------

3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro confezione da 100 Confezioni monodose da 100 (0,50 ml L-Pop)

Scopri di più su

www.3Mitalia.it/ClinproClear



Garanzia: 3M garantisce che questo prodotto non presenta difetti di materiale e fabbricazione al momento dell'acquisto. 3M DECLINA OGNI ALTRA RESPONSABILITÀ, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. L'utilizzatore è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per l'applicazione da parte dell'utilizzatore stesso. Se il prodotto è difettoso, le uniche azioni possibili sono la sostituzione del prodotto o il rimborso del prezzo di acquisto da parte di 3M.

Limitazione di responsabilità: Eccetto quando previsto dalla legge, 3M non è responsabile per perdite o danni derivanti da questo prodotto, né dirette, né indirette, speciali, incidentali o consequenziali, ad esclusione degli obblighi di legge in termini di garanzie, contratti o negligenza.



©Solventum 2024. Solventum, il logo S, e Clinpro sono marchi registrati di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi registrati di 3M. Gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

I prodotti della gamma Clinpro sono Dispositivi Medici marcati CE. Informazioni tecnico-scientifiche riservate agli operatori sanitari. Leggerezze attentamente le istruzioni per l'uso.

3M™ Clinpro™ Clear Trattamento al fluoro conf. monodose L-Pop

Tips & Tricks

Sicuro da usare
in monodose



Facile da applicare: basta premere e il gioco è fatto!



formula adatta ai sistemi di aspirazione

Scegli il tuo metodo di erogazione:

Basta premere il pozzetto di miscelazione e il gioco è fatto

Piegare il pozzetto per adattarlo alla mano

Erogare sul dorso della mano



La testina pieghevole aiuta ad accedere alle aree difficili da raggiungere



La formula è priva degli allergeni comuni*

*Vedi l'informativa sugli allergeni su www.3Mitalia.it/ClinproClear



I pazienti possono mangiare o bere qualsiasi cosa dopo tempo di contatto di soli 15 minuti

Premere il triangolo, erogare nel pozzetto di miscelazione e rimuovere il pennello: non serve staccare la pellicola



Trattamento al fluoro. Semplice!

Scopri di più su www.3Mitalia.it/ClinproClear

©Solventum 2024. Solventum e Clinpro sono marchi registrati di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi registrati di 3M. I prodotti della gamma Clinpro sono Dispositivi Medici marcati CE. Informazioni tecnico-scientifiche riservate agli operatori sanitari. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

Applicazione tramite il pennellino in dotazione senza bisogno di spazzolare sulla superficie di ogni singolo dente