

Cucchiai adattabili trasparenti, atossici, costituiti da un materiale rigido a temperatura ambiente ma tale da raggiungere, con l'aumento del calore, uno stato plastico facilmente deformabile e adattabile secondo le esigenze. Possono essere riscaldati per cinque minuti in un forno a raggi infrarossi o sulla fiamma di un becco Bunsen: una volta raffreddati (in acqua o con spray d'aria) i cucchiai mantengono stabilmente la forma assunta, riacquistando la stabilità originale. Possono essere inoltre accorciati tagliandoli con un disco e rifinendoli con un gommino da resina. Utilizzabili con poliestere e siliconi, elastomeri, alginati (con adesivo specifico). Sterilizzabili ad ossido di etilene.

Confezione: singola

Misura: L3 inferiore U3 superiore

L4 inferiore U4 superiore

L5 inferiore U5 superiore

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Misura
10607083	L3
10607084	L4
10607085	L5
10607080	U3
10607081	U4
10607082	U5



PORTAIMPRONTE ADATTABILI TRASPARENTI STERILIZZABILI A FREDDO