

Ghiaccio istantaneo costituito da una miscela di sali azotati e acqua, in buste in TNT triaccoppiato con 3 termosaldature in modo da garantire la resistenza, la termosaldabilità e l'impermeabilità. Il TNT è ideato per proteggere le zone più sensibili dalla sensazione di freddo eccessivo. La bolla d'acqua interna (antiurto) è realizzata in materiale biaccoppiato, in modo da rompersi esercitando una leggera pressione con le dita, attivando lo sviluppo del raffreddamento immediato a -5°C. La miscela di sali azotati e acqua è in grado di prolungare la reazione endotermica nel tempo (la temperatura raggiunge i -5°C e arriva a 0°C in circa 30 minuti).

Non contiene nitrato di ammonio (secondo il regolamento n° 552/2009).

Confezione: 25 buste

Misura: 14 x 18 cm

Conservazione: a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille

Scadenza: 5 anni dalla data di produzione

Dispositivo Medico di Classe IIa

Codice	Confezione
10025537	x 25



GHIACCIO ISTANTANEO BUSTE IN TNT